



Технические материалы

Многопозиционная магнитная мешалка

Модель: CLJ

<https://www.tencanballmills.com/products/research-equipment/multi-station-magnetic-stirrer.html>

09.10.2026 / TENCAN

Многопозиционная магнитная мешалка

Модель: CLJ

Многопозиционная магнитная мешалка для перемешивания и нагрева низковязких жидкостей и суспензий. Применяется в лабораториях, вузах, экологии, химии, биологии и фармацевтике.

Технические характеристики

Количество позиций перемешивания	4~6
Диапазон регулирования температуры	RT+5~160°C
Температура нагревательной плиты	320°C

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Многостанционный миксер с электромагнитной индукцией имеет широкий спектр моделей для удовлетворения различных экспериментальных потребностей.; Его часто используют для

перемешивания или одновременного нагрева и перемешивания маловязких жидкостей или смесей твердых и жидких веществ. Он специально разработан и предназначен для университетов, научных исследований, защиты окружающей среды, химической промышленности, биологии, фармацевтики и других отраслей.

搅拌系列

三种规格可选



单排四工位
CLJ-4G



双排四工位
CLJ-4SG




双排六工位
CLJ-6SG

搅拌系列

产品特点

大液晶屏显示

方便观察，操作简单



特氟龙加热地盘

不易腐蚀，加热均匀

温度探头&固定器

固定架为自主研发产品



自主研发旋钮

提高客户体验度

Технические параметры

модель	CLJ-4G	CLJ-4SG	CLJ-6SG
источник питания	AC220 50/60 Гц	AC220 50/60 Гц	AC220 50/60 Гц
NoiseDB	27	27	27
Смесительная станция	4	4	6
Режим отображения	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Функция отображения	температура, скорость	температура, скорость	температура, скорость
режим управления	Независимая работа	Независимая работа	Независимая работа
Договоренность	Один ряд 1*4	Двойной ряд 2*2	Двойной ряд 2*3
Диапазон скоростейRMM/MIN	50~2000	50~2000	50~2000
Диапазон контроля температуры °C	PT+5~160	PT+5~160	PT+5~160
Точность контроля температуры °C	±1	±1	±1
Температура нагревательной пластины °C	320	320	320
Расстояние между рабочими местами, мм	31~176	31~176	31~176
Стандартная мешалка ММ	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4	(7*27+9*25+8*45)*4
Объем смешивания агрегата, л	10*4	10*4	10*4
Мощность агрегата, Вт	10	10	10
Мощность обогрева агрегата, Вт	350	350	350
допустимая температура окружающей среды °C	5~40	5~40	5~40
Допустимая относительная влажность %	80	80	80
Размер инструментаММ	713*290*110	528*363*121	539*530*131
Размер упаковкиММ	820*395*220	629*463*221	639*629*221
Вес нетто, кг	10	10	15
Общий вес, кг	12.8	12.8	19.2

- Конструкция с широким напряжением 100 ~ 240 В, широкий диапазон применения;
- Благодаря функции установки времени диапазон времени регулируется от 1 до 5999 минут. Высококачественные противоскользящие подушечки для ног плотно прилегают к экспериментальному столу без зазоров и работают плавно.;
- Уровень защиты IP64, обеспечивающий защиту от брызг со всех сторон и под углом, а также

водонепроницаемость.;

- Каждая станция работает на 100% синхронно, что обеспечивает согласованность выборочной операционной среды. Конструкция с двумя ручками, регулируемое время и скорость, хорошие пусковые характеристики и широкий диапазон регулировки скорости.;
- Изготовлен из нержавеющей стали 316, он прочен, устойчив к коррозии и обладает превосходной устойчивостью к высоким температурам.;
- Бесщеточный двигатель постоянного тока, низкий уровень шума, низкие эксплуатационные расходы, не требует обслуживания и длительный срок службы.;
- ЖК-экран отображает скорость и время в режиме реального времени, данные интуитивно понятны, а показания более точны.;
- Стандартная мешалка обладает сильной магнитной силой, замечательным эффектом перемешивания и большой производительностью на одной станции.;
- Используя технологию привода электромагнитной индукции, скорость можно установить от 50 до 2000 об/мин, и он может работать плавно даже на низких скоростях.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/research-equipment/multi-station-magnetic-stirrer.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.