



Технические материалы

лабораторная щековая дробилка

Модель: EP

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/lab-jaw-crusher.html>

09.10.2026 / TENCAN

лабораторная щековая дробилка

Модель: EP

Лабораторная щековая дробилка для дробления руд и хрупких материалов размером менее 30 мм. Регулируемая разгрузка для грубого и мелкого дробления. Идеально подходит для лабораторий и исследований по переработке полезных ископаемых.

Технические характеристики

Частота движения щеки	560об/мин
Размер исходных частиц	<35мм
Размер частиц на выходе	≤8 мм, регулируемый размер

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Щековая дробилка (называемая щековой дробилкой) в основном используется для дробления средних размеров различных руд и сыпучих материалов. Он может измельчать материалы с прочностью на сжатие не более 320 МПа. Он делится на два типа: грубое дробление и мелкое дробление. Щековая дробилка серии PE имеет полные технические характеристики, а размер подаваемых частиц варьируется от 125 до 1200 мм. Это оборудование для первичного измельчения порошка. Это оборудование в основном используется для грубого, среднего и мелкого дробления различных руд, таких как известняк, карбид кальция, шлак карбида кальция, сланец, базальт, речная галька, медный купорос и т. д. Оно хорошо работает на цементных заводах, заводах по производству песка и гравия, каменных заводах, тепловых электростанциях по десульфурации и заводах по производству карбида кальция. Он широко используется в горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, строительных материалах, водном хозяйстве, транспорте и других отраслях.

Это оборудование в основном используется для тонкого дробления различных руд, таких как известняк, карбид кальция, шлак из карбида кальция, сланец, базальт, речная галька, медный купорос и т. д. Оно дает хорошие результаты в университетах, научно-исследовательских институтах, заводах и шахтных лабораториях и широко используется в горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, строительных материалах, водном хозяйстве, транспорте, новой энергетике и других отраслях.

Технические параметры

Название продукта	Габаритные размеры	масса	Мощность двигателя	Скорость	Скорость перемещения челюсти	Размер подаваемых частиц	Размер частиц на выходе
щековая дробилка	730x510x570mm	115kg	0,75 кВт/220 В	1400rpm	560rpm	<35 мм	≤Регулируемая зернистость 8 мм.

Adjustable Particle Size Meets Various Requirements

Suitable for coarse, medium and fine crushing of limestone, quartz, granite, basalt, river pebbles, bluestone and various other minerals.



Stainless Steel Feeding Inlet

Adjustable inlet size via rotary knob



Particle Size Adjustment Handle

Easily adjust discharge particle size, convenient and quick



Stainless Steel Discharge Outlet

Long service life, corrosion and acid-alkali resistant



Intelligent Control Panel

Simple interface, one-touch operation



Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/broken-series/lab-jaw-crusher.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.